



Verbrauchsartikel




Eindeckfilm IPI Pathotape®

Made in Germany 

Die qualitativ hochwertige IPI Pathotape® Eindeckfolie kann in allen Folieneindeckautomaten verwendet werden. Positive Anwendungsberichte liegen für folgende Automatentypen vor:

- o Sakura Tissue-Tek® Folieneindeckautomatenserie (z.B. SCA 4740; SCA 4764; SCA 5600)
- o Klinipath/SERMO-Folieneindeckautomatenserie (z.B. CM 1260)
- o MEDITE Twister® Folieneindeckautomat
- o IPI Pathoslide® Filmeindeckautomat für Einzelobjektträger
- o IPI Pathomat® Filmeindeckautomat



- Nutzbare Filmlänge: 70 m
(= 1.400 Proben á 50 mm)
- Filmbreite: 24 mm
Filmdicke: 142 µm (+/- 6 µm)
- Haze-Wert nach dem Eindecken: < 0,5%

Artikel-Nummer

VF001

Kryostatschneiden



CryoGlue Einbettmedium für
Kryostatschnitte, 4 x 125 ml
VS008

Beschriftung



KP-Marker PLUS
12 Stück
VB001

Mikrotomklingen



MS 22
VMK050

Spezialklinge für sehr dünne Schnitte bei weichen und schwierigen Gewebe, low Profile, 50 Stück



MS 200
VMK010

Standardklinge für weiches und hartes Gewebe, low Profile, 50 Stück



MS 300
VMK020

Routineklinge für normales und härteres Gewebe, low Profile, 50 Stück



MS 33
VMK030

Hohe Grundscharfe und Standzeit für normales bis härteres Gewebe



MS 24
VMK040

Besonders robuste Klinge für sehr hartes Gewebe, Tierpräparate und Kryostatschnitte low Profile, 50 Stück


Trimmingklingen



Trimmingklingen für den Zuschnitt, 50 Stück


VTK000 130 mm
VTK010 260 mm

Objektträger




Objektträger Printer Frost, geschliffen, 90°, Ecken gefast
2.500 Stück

VOT020	weiss
VOT021	gelb
VOT022	blau
VOT023	orange
VOT024	grün
VOT025	pink



Objektträger Printer Frost adhäsiv, silanisiert,
permanent geladen, geschliffen 90°
2.500 Stück

VOT040	weiss
VOT041	gelb
VOT042	blau
VOT043	orange
VOT044	grün
VOT045	pink



Objektträger PLUS Printer Frost adhäsiv
72 Stück

VOT011	weiss
VOT012	gelb

Telefon +49 3874 22965
Fax +49 3874 47113
E-Mail Kontakt@ce-dubal.de

CE-dubal.de