


Paraffin-Ausgießstation PA/5,9



Das Modulsystem für das moderne Labor.


Die PA/5,9 ergibt einen ergonomisch optimalen Arbeitsplatz, der für eine sichere und wirtschaftliche Paraffineinbettung geeignet ist. Alle drei Module können auch als Einzelgerät betrieben werden.



Kompetenz in Pathologie und Histologie

3 Module einzeln oder kombinierbar


PA/5,9



Paraffintank und Arbeitsfläche
getrennt regelbar 30-80°C
Arbeitsfläche 450x300 mm
Paraffinschluss über Hebel und
Fußschalter dosierbar
Restwanne unter Arbeitsfläche

Maße HxBxT 30x45x58 cm
Gewicht ca. 20 kg
Spannung 230 V ±5%


PA/W



Kassetten- und Formenwanne
getrennt regelbar 30-80°C
passend für alle Körbe von
Entwässerungsautomaten
gängiger Hersteller
Formenwanne für ca. 500
Einbettformen

Maße HxBxT 30x30x58 cm
Gewicht ca. 10 kg
Spannung 230 V ±5%

PA/K



großzügige Kühlfläche
regelbar bis -15°C
optional mit Plexiglashaube

Maße HxBxT 30x40x58 cm
Gewicht ca. 23 kg
Spannung 230 V ±5%

Telefon 0049(0)3874/22965u.666393
Fax 0049(0)3874/47113
Email Kontakt@ce-dubal.de
www.ce-dubal.de